

FarmYX

Gestión inteligente de estanterías farmacéuticas

Guía de Organización Física de Estanterías

PASO 1

Identificar los Módulos

Cada mueble o estantería física se identifica con una letra:
A, B, C, D... según el orden en tu droguería.

Un módulo es simplemente una estantería completa.
Coloca una etiqueta visible en la parte superior
de cada mueble con su letra correspondiente.

Ejemplo: si tienes 3 estanterías, serán los
módulos A, B y C.

MOD A

NOTAS DEL FARMACÉUTICO:

PASO 2

División por Canales

Este paso es EXCLUSIVAMENTE para el alistamiento físico de bandejas.

Cada bandeja se divide en canales individuales usando separadores de acrílico, cartón rígido o cualquier material divisor disponible.

Nomenclatura de un canal (EJEMPLO INFORMATIVO):

DRG-0001-A-1-01

Número de canal (01-30)

Número de bandeja (1-20)

Letra del módulo (A-Z)

Código de la droguería

ADVERTENCIA: Esta nomenclatura es puramente informativa.
NO es necesario que el usuario la cree manualmente; el sistema la genera automáticamente en el paso de impresión de QR.

MOD A

NOTAS DEL FARMACÉUTICO:


Códigos QR

Una vez definidos los canales, adhiere un código QR único en la parte frontal media de cada canal.

El Dashboard de FarmYX genera automáticamente todos los códigos QR en un PDF listo para imprimir en etiquetas adhesivas de 4x2 cm.

Instrucciones de impresión:

1. Descarga el PDF desde el Dashboard (sección Canales/QR)
2. Imprime en papel adhesivo mate
3. En el diálogo de impresión activa: Márgenes Ninguno
4. Recorta y adhiere en cada canal



NOTAS DEL FARMACÉUTICO:

Integración con Dashboard

Con los QR adheridos, cada auxiliar puede:

1. Abrir la app Android de FarmYX
2. Escanear el QR del canal
3. Escanear el EAN (código de barras) del medicamento
4. El movimiento queda registrado en 3 segundos


El Dashboard del administrador mostrará en tiempo real:

Mapa visual con el estado de cada canal

Alertas automáticas de vencimiento y stock bajo

Historial completo de movimientos

¡Tu droguería está lista para funcionar con FarmYX!



NOTAS DEL FARMACÉUTICO:
